

Ⅱ 粉 碎 機

○. S. K 152 サンプルグラインダー

(Sample Grinder)

本機は鉬石、石灰石、石炭、コークス、ガラス、耐火レンガ等を微粉碎するのに適し、粉碎機構は回転するコーンケーブと固定されたマントルピースにより回転粉碎を行うコーンクラッシャーで、粉碎された試料は二分され取り出し口より排出されます。



特 徴

- (1) 固定刃（マントルピース）がそのまま受入口となっていますので、レバーを持ち上げることで回転刃（コーンケーブ）と切り離すことができますので粉碎部の清掃が極めて簡単に行えます。
- (2) 粒度調節はレバー固定ハンドルを回すことにより回転刃と固定刃の間隔が調節できますので容易に希望する粒度が得られます。
- (3) 粉碎刃の材質は高硬度ハイマンガ製です。

仕 様

型 式	粉碎刃材質	所要電力 AC200/220V	粉碎能力 (Kg/h)	粉碎粒度 mm大をμmm大に	大きさ 縦×横×高さ (mm)	重 量 (Kg)
152-6	ハイマンガ製鋼	1.5KW	約35	3→250	730×500×750	230
152-8	ハイマンガ製鋼	2.2KW	約50	5→250	1100×1100×1050	300
152-10	ハイマンガ製鋼	3.7KW	約80	8→250	1300×1500×1300	450

小川サンプリング株式会社

〒 331-0046

埼玉県さいたま市西区宮前町665-41

TEL 048-625-4581

FAX 048-625-4555

E-mail info@ogawa-samp.jp